

Bedienungsanleitung für Ihren StarLink TV-Streamer



Zubehör für:

Drahtlos übertragende Hörsysteme

Herzlichen
Glückwunsch!

Freuen Sie sich
auf ein besseres
Hörerlebnis.

Dies ist der TV-Streamer.

Ihr TV-Streamer dient dazu, Audioinhalte von verschiedenen elektronischen Audioquellen – *beispielsweise Fernseher, Computer, MP3-Player, DVD-Player und Kabelempfänger* – direkt an Ihre drahtlosen Hörsysteme zu übertragen. Er kann Audioinhalte an eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern gleichzeitig übertragen, damit alle Personen ein und dasselbe Hörerlebnis genießen können.

Diese einfache Bedienungsanleitung hilft Ihnen bei der Einrichtung.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Über Ihren TV-Streamer**
 - Ihr TV-Streamer im Überblick8
 - Einrichten Ihres TV-Streamers10
 - Verwendung Ihres TV-Streamers16
- 2. Hinweise zur Problembeseitigung20**
- 3. Zusätzliche Hinweise**
 - Verwendungszweck.....24
 - FCC Information.....26
 - Rechtliche Informationen.....27

Über Ihren TV-Streamer


- Ihr TV-Streamer im Überblick
- Einrichten Ihres TV-Streamers
- Verwendung Ihres TV-Streamers

Ihr TV-Streamer im Überblick


Übersicht

1. **Ein-/Aus-Taste**
Schaltet den TV-Streamer aus/ein.
2. **Lautstärke erhöhen (+)**
Zum Erhöhen der Lautstärke der übertragenen Audioinhalte.
3. **Lautstärke verringern (-)**
Zum Verringern der Lautstärke der übertragenen Audioinhalte.
4. **Kopplungstaste**
Zum Koppeln Ihrer Hörsysteme.
5. **Kontrollleuchte**
Zeigt den Betriebszustand des TV-Streamers an.
6. **Stromanschluss (Micro-USB)**
Zum Anschließen des Netzteils.
7. **Optischer TOSLINK-Eingang**
Zum Anschließen des optischen TOSLINK-Kabels.
8. **Analog-Eingang**
Zum Anschließen des 3,5-mm-zu-RCA-Kabels.
9. **Mono/Stereo-Schalter**
⌵ Mono
Zur Verwendung mit einem Hörsystem.
⌵⌵ Stereo
Zur Verwendung mit zwei Hörsystemen.

Ihr TV-Streamer im Überblick



Rückseite des TV-Streamers



Einrichten Ihres TV-Streamers

Ein-/Ausschalten

Verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihren TV-Streamer **ein-** bzw. **auszuschalten**:

- **Einschalten:** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Lassen Sie sie los, sobald die Kontrollleuchte grün aufleuchtet.
- **Ausschalten:** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Lassen Sie sie los, sobald die Kontrollleuchte erlischt.

Kopplung mit Hörsystemen

Bevor Sie Ihren TV-Streamer zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn mit Ihrem Hörsystem/Ihren Hörsystemen koppeln. Dieser Vorgang ist notwendig, damit Ihr Zubehör Ihre Hörsysteme erkennt und mit ihnen zusammenarbeiten kann.

SCHRITT 1: Schalten Sie Ihren TV-Streamer ein.

SCHRITT 2: Schalten Sie Ihre Hörsysteme aus und wieder ein.

- **Für CROS-Hörsysteme:** Schalten Sie Ihre Hörsysteme und den CROS-Sender aus. Schalten Sie dann Ihre Hörsysteme wieder **ein**, aber lassen Sie den CROS-Sender **ausgeschaltet**.

Einrichten Ihres TV-Streamers

SCHRITT 3: Koppeln Sie Ihren TV-Streamer mit Ihrem Hörsystem/Ihren Hörsystemen:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme nicht mit Bluetooth®-Geräten in der Nähe verbunden sind:
 - Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone **aus**.
 - Schalten Sie jegliches drahtlose Zubehör **aus**, das bereits mit Ihren Hörsystemen gekoppelt ist.
2. Platzieren Sie Ihre Hörsysteme im Abstand von 15 cm von Ihrem TV-Streamer.
3. Drücken Sie die **Kopplungstaste** auf dem TV-Streamer. Die Kontrollleuchte beginnt, blau zu blinken.
 - **HINWEIS:** Während dieses Vorgangs wird das Audio-Streaming vorübergehend angehalten.

Einrichten Ihres TV-Streamers

4. Bei **zwei** Hörsystemen:

1. Kontrollleuchte blinkt	2. Kontrollleuchte blinkt	Kopplungsergebnis	Nächster Schritt
1	2	Beide Hörsysteme sind gekoppelt	Abgeschlossen
1	2	Nur ein Hörsystem ist gekoppelt	Punkte 1–4 von SCHRITT 3 wiederholen
1	N/A	Kein Hörsystem ist gekoppelt	Punkte 1–4 von SCHRITT 3 wiederholen






5. Bei **einem** Hörsystem:


Kontrollleuchte blinkt	Kopplungsergebnis	Nächster Schritt
1	Hörsystem gekoppelt	Abgeschlossen
1	Hörsystem nicht gekoppelt	Punkte 1–3 und 5 von SCHRITT 3 wiederholen

Einrichten Ihres TV-Streamers

Verbinden Ihres TV-Streamers mit einer elektronischen Audioquelle


Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren TV-Streamer mit einer Audioquelle zu verbinden. Sehen Sie sich Ihre elektronische Audioquelle (z. B. Fernseher, Computer, MP3-Player, DVD-Player oder Kabelempfänger) gut an, um herauszufinden, über welche Audioausgänge sie verfügt.

	Stecken Sie das Kabel in den Audioausgang an Ihrer elektronischen Audioquelle ein	Stecken Sie das andere Ende des Kabels an der Rückseite des TV-Streamers ein
Optisches TOSLINK-Kabel 	 Audioausgang	Verwenden Sie Eingang B 
Analog-RCA-zu-3,5-mm 	 Hinweis: Stecken Sie den roten Stecker in den roten Eingang und den weißen Stecker in den weißen Eingang ein.	Verwenden Sie Eingang C 

- Nehmen Sie an beiden Enden des optischen TOSLINK-Kabels die Kunststoffabdeckung ab.
 


Einrichten Ihres TV-Streamers

- Schließen Sie das optische TOSLINK-Kabel an den Audioausgang Ihrer elektronischen Audioquelle an. Schalten Sie Ihre elektronische Audioquelle ein.



- HINWEIS:** Wenn Ihre elektronische Audioquelle keinen TOSLINK-Audioausgang hat, verwenden Sie eine andere elektronische Audioquelle oder das 3,5-mm-zu-RCA-Kabel.


- Schließen Sie das andere Ende des optischen TOSLINK-Kabels an den optischen TOSLINK-Eingang auf der Rückseite des TV-Streamers an.



- Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.



- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss auf der Rückseite des TV-Streamers.




Einrichten Ihres TV-Streamers

- Nach einer erfolgreichen Einrichtung leuchtet die Kontrollleuchte Ihres TV-Streamers blau. Der TV-Streamer hat Audioinhalte erkannt und überträgt diese nun.



- HINWEIS:** Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft grün leuchtet, wiederholen Sie die Schritte 1–6 oder ziehen Sie die Hinweise zur Problembeseitigung auf Seite 20 zurate.

Typische Einrichtung



Fertig! Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie Sie Ihren TV-Streamer verwenden.

Verwendung Ihres TV-Streamers

Verwendung Ihres TV-Streamers

SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hörsysteme eingeschaltet sind.

Bevor Sie zum ersten Mal Audioinhalte empfangen, müssen Sie Ihre Hörsysteme mit Ihrem TV-Streamer koppeln. Siehe Seite 10.

SCHRITT 2: Audio-Streaming (von einer elektronischen Audioquelle) starten/anhalten. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- **Hörsystem-App für Mobilgeräte:**
Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Wählen Sie im Fenster **Zubehör** die Option „Streaming starten/anhalten“ aus.
- **Drahtlose Fernbedienung:**
Wenn diese Option von Ihrem Hörakustiker konfiguriert wurde, drücken Sie die Favoritentaste.
- **Hörsystembedienelement:**
Wenn diese Option von Ihrem Hörakustiker konfiguriert wurde, kann das Audio-Streaming mit einer bestimmten Geste (z. B. langes Drücken eines Bedienelements) gestartet bzw. angehalten werden.



Hinweis: Das Audio-Streaming wird ebenfalls angehalten, wenn kein eingehendes Audiosignal erkannt wird oder der TV-Streamer ausgeschaltet ist.

Verwendung Ihres TV-Streamers

SCHRITT 3: Passen Sie die Lautstärke der Audioinhalte an.

- Drücken Sie die Tasten Lautstärke erhöhen (+) und Lautstärke verringern (-) auf Ihrem TV-Streamer.

Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt den Betriebszustand Ihres TV-Streamers an:

Status der Kontrollleuchte	Betriebszustand
Dauerhaft grün leuchtend	Eingeschaltet und kein Audio-Streaming
Dauerhaft blau leuchtend	Eingeschaltet und Audio-Streaming aktiv
Kontrollleuchte aus	Ausgeschaltet
Blaues Blinken	Hörsystem-Kopplungsmodus
Dauerhaft rot leuchtend	Fehlfunktion oder elektrische Störung

Hinweise zur Problembeseitigung

Hinweise zur Problembeseitigung

Sie haben Probleme mit Ihrem TV-Streamer? Dann probieren Sie diese Tipps aus. Sollte das Problem fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Ein (oder beide) Hörsystem(e) überträgt/übertragen plötzlich keine Audioinhalte mehr.	Möglicherweise befinden sich die Hörsysteme außerhalb der Reichweite.	Bewegen Sie sich näher an den TV-Streamer heran.
	Das Audio-Streaming funktioniert nicht mehr, weil die Batterie im Hörsystem leer ist.	Setzen Sie eine neue Batterie ins Hörsystem ein.
	Der TV-Streamer ist möglicherweise so platziert, dass kein optimales Streaming möglich ist.	Richten Sie den TV-Streamer neu aus, indem Sie ihn ein wenig nach rechts oder links drehen.
	Möglicherweise wird das Signal durch einen großen Gegenstand, zum Beispiel ein Möbelstück oder eine Wand, verschlechtert.	Für ein optimales Hörerlebnis sollten sich Ihre Hörsysteme in Sichtlinie zum TV-Streamer befinden.

Hinweise zur Problembeseitigung

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Kontrollleuchte leuchtet blau, aber die Hörsysteme geben keinen Ton aus.	Die Hörsysteme befinden sich außerhalb der Drahtlosreichweite.	Bewegen Sie sich näher an den TV-Streamer heran.
	Das Audio-Streaming muss manuell gestartet werden, damit die Hörsysteme Ton ausgeben.	Starten Sie das Audio-Streaming manuell über Ihre Hörsystem-App für Mobilgeräte, die drahtlose Fernbedienung oder die Hörsystembedienelemente.
	Die Hörsysteme sind nicht mit dem TV-Streamer gekoppelt.	Siehe <i>Kopplung mit Hörsystemen</i> auf Seite 10.
Ich warte darauf, übertragene Audioinhalte zu hören, aber meine Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft grün.	Möglicherweise ist das Audiokabel am Audioeingang der elektronischen Audioquelle angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Kabel am Audioausgang der elektronischen Audioquelle angeschlossen ist.
	Es ist kein eingehendes Audiosignal vorhanden.	Schalten Sie die elektronische Audioquelle ein.
	Der von der elektronischen Audioquelle ausgegebene Inhalt hat nicht das richtige Format.	Stellen Sie den Digitalausgang auf Ihrer elektronischen Audioquelle auf PCM oder Dolby Audio.

Hinweise zur Problembeseitigung

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft rot.	Möglicherweise liegt ein Fehler vor	Trennen Sie das Netzteil von Eingang A, warten Sie fünf Sekunden lang und schließen Sie das Netzteil wieder an.
Der übertragene Audioinhalt wird nicht synchron zum Fernsehbild ausgegeben.	Viele neue Fernsehgeräte (z. B. HD-Fernsehgeräte) benötigen zur Verarbeitung des Videosignals viel Zeit und daher können sie das Audio verzögern, um die Synchronisierung aufrechtzuerhalten.	• Verwenden Sie einen anderen Audioausgang an Ihrem Fernseher (hierfür benötigen Sie möglicherweise ein anderes Kabel). • Verwenden Sie eine andere elektronische Audioquelle. Wenn Sie zum Beispiel momentan einen Kabelempfänger verwenden, nehmen Sie den Audioausgang des Fernsehers oder anders herum. • Einige elektronische Audioquellen (wie Fernseher oder A/V-Receiver) verfügen zum Ton/Bild-Abgleich über eine integrierte Option.

Zusätzliche Hinweise

- Verwendungszweck
- FCC Information
- Rechtliche Informationen

Verwendungszweck

Der TV-Streamer ist ein Zubehörteil für drahtlose 2,4-GHz-Luftleitungshörsysteme. Er übermittelt Ton von Fernsehgeräten oder anderen elektronischen Audioquellen per Drahtlosverbindung direkt an Luftleitungshörsysteme.

Der TV-Streamer wurde unter Berücksichtigung strenger internationaler Standards für elektromagnetische Verträglichkeit entwickelt. Dennoch kann es passieren, dass durch Metalldetektoren, elektromagnetische Felder von anderen Medizingeräten, Radiowellen oder elektrostatische Entladungen Störungen verursacht werden.

Zur Reinigung des TV-Streamers kann ein mit Seifenwasser angefeuchtetes Tuch verwendet werden.

Sollten Sie andere medizinische Geräte benutzen oder implantierbare Medizinprodukte (z. B. einen Defibrillator oder Herzschrittmacher) tragen und Bedenken haben, dass Ihr TV-Streamer Ihr Gerät stören könnte, wenden Sie sich bitte an Ihren Facharzt bzw. den Hersteller des Medizinprodukts, um mögliche Risiken vorab zu klären.

Der TV-Streamer darf bei der Durchführung einer MRT oder dem Aufenthalt in einer Überdruckkammer oder in anderen sauerstoffreichen Umgebungen nicht verwendet werden.


Der TV-Streamer ist nicht formell für die Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie sie in Kohlebergwerken oder bestimmten Chemiewerken vorkommen können.

Benutzung in Flugzeugen

Der TV-Streamer darf in Flugzeugen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Flugpersonals verwendet werden.

Internationaler Gebrauch

Der TV-Streamer ist länderspezifisch lizenziert und arbeitet mit einer Funkfrequenz, die möglicherweise in anderen Ländern für diese Nutzungsart nicht freigegeben ist. Das kann bei Ihren internationalen Reisen dazu führen, dass möglicherweise Störungen mit anderen elektronischen Geräten oder Störungen am TV-Streamer auftreten.



Der TV-Streamer sollte unter folgenden Bedingungen aufbewahrt und transportiert werden: Temperaturen zwischen -40 °C und +60 °C, relative Feuchtigkeit zwischen 10 % und 95 % und Druck zwischen 70 kPa und 106 kPa (entspr. einer Höhe zwischen 380 m unter dem Meeresspiegel und 3.000 m über dem Meeresspiegel).

Der TV-Streamer ist für die Verwendung in geschützten Räumen in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C vorgesehen.

Klinischer Nutzen

Das Zubehör selbst bietet keinen direkten klinischen Nutzen. Ein indirekter klinischer Nutzen wird dadurch erzielt, dass dafür gesorgt wird, dass das Hauptgerät (drahtlose Hörsysteme) seinen Zweck erfüllen kann.

Wir sind dazu verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

⚠️ WARNHINWEIS: Die Nutzung des TV-Streamers direkt neben anderen elektronischen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu einer eingeschränkten Leistung führen kann. Sollte eine solche Verwendung notwendig sein, prüfen Sie, ob Ihre Hörsysteme und/oder die anderen elektronischen Geräte normal funktionieren.

Verwendungszweck

⚠️ WARNHINWEIS: Die Verwendung von Zubehör, Komponenten und Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller des TV-Streamers geliefert werden, kann zu vermehrten elektromagnetischen Störungen und einer verringerten elektromagnetischen Störfestigkeit führen. Eine verminderte Leistungsfähigkeit kann die Folge sein.

⚠️ WARNHINWEIS: Werden mobile Funkübertragungsgeräte in einem Abstand von weniger als 30 cm zum TV-Streamer verwendet, kann dies zu Leistungseinbußen führen. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie sich vom entsprechenden Hochfrequenzgerät.

Obwohl der TV-Streamer über keine formale Zertifizierung (IP-Klasse) für den Schutz vor Staub und Wasser gemäß IEC 60529 verfügt, wurde er für die Schutzklasse IP5X getestet. Das bedeutet, dass der TV-Streamer gegen Staub geschützt ist.

Der TV-Streamer enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Das Gerät darf nicht geöffnet oder modifiziert werden.

Verbinden Sie den TV-Streamer nicht mit Geräten, die in dieser Bedienungsanleitung nicht erwähnt werden.

Die erwartete Nutzungsdauer des TV-Streamers beträgt fünf Jahre.

Technische Beschreibung der Drahtlosfunktion

Der TV-Streamer von Starkey Laboratories Inc. arbeitet innerhalb eines Frequenzbandes von 2,4 bis 2,4835 GHz mit einer maximalen effektiven Strahlungsleistung von 21 dBm (Nordamerika) bzw. 10 dBm (Rest der Welt) und einer Übertragungsmodulation vom Typ GFSK mit 2 MHz Bandbreite. Die Receiverfunkfrequenz hat eine Bandbreite von 2 MHz.

Der TV-Streamer wurde erfolgreich den folgenden Emissions- und Störfestigkeitsprüfungen unterzogen:

- IEC 60601-1-2 Anforderungen in Bezug auf abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen für ein Gruppe 1 Klasse B Gerät wie in CISPR 11 angegeben.
- Harmonische Verzerrung und Spannungsschwankungen, die sich auf die Stromeingangsquelle auswirken, wie in Tabelle 2 von IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit gegenüber einer RF-Strahlung bei einer Feldstärke von 10 V/m zwischen 80 MHz und 2,7 GHz sowie höheren Feldstärken von Kommunikationsgeräten, wie in Tabelle 9 der IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit gegenüber Netzfrequenz-Magnetfeldern bei einem Feldpegel von 30 A/m und magnetischen Nahfeldern gemäß Tabelle 11 der IEC 60601-1-2.
- Störfestigkeit gegenüber ESD-Werten von +/- 8 kV Kontaktentladung und +/- 15 kV Luftentladung.
- Störfestigkeit gegenüber schnellen elektrischen Transienten am Leistungseingang mit einem Pegel von +/- 2 kV bei einer Wiederholungsrate von 100 Hz.
- Störfestigkeit gegenüber Spannungstößen am Leistungseingang von +/- 1 kV symmetrisch.
- Störfestigkeit gegenüber leitungsgeführten Störungen, die durch RF-Felder am Leistungseingang induziert werden, wie in Tabelle 6 von IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit gegenüber Spannungseinbrüchen und Unterbrechungen am Leistungseingang gemäß Tabelle 6 von IEC 60601-1-2.

Verwendungszweck

MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN IN DER EU

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit Ihren Geräten aufgetreten ist, muss Ihrem örtlichen Starkey-Vertreter und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, gemeldet werden. Ein schwerwiegender Vorfall ist definiert als eine Fehlfunktion, eine Verschlechterung der Eigenschaften und/oder der Leistung des Systems oder eine Unzulänglichkeit in der Bedienungsanleitung/der Kennzeichnung des Systems, die zum Tod oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands des Benutzers führen könnte ODER bei einem erneuten Auftreten dazu führen könnte.

FCC Information

WIRELESS-BESTIMMUNGEN

FCC-ID: EOA-24TV

IC: 6903A-24TV (Modelle 800 und 801)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und den kanadischen RSS-Standards. Für den Betrieb gelten folgende zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss den Empfang von Störungen zulassen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. FCC und ISED Canada schreiben vor, dass dieses Gerät in einem Abstand von mindestens 20 cm vom Körper verwendet wird.

HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen bei Radio und/oder TV, die durch eine unbefugte Modifikation durch den Nutzer entstehen. Solche Änderungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Starkey Laboratories Inc. erklärt hiermit, dass der TV-Streamer von Starkey Laboratories Inc. den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann bei den unten genannten Adressen oder über docs.starkeyhearingtechnologies.com angefordert werden.

Starkey Laboratories Inc. erklärt hiermit, dass der TV-Streamer mit der britischen Verordnung über Funkanlagen SI 2017 in der geänderten Fassung übereinstimmt. Eine Kopie der britischen Konformitätserklärung kann bei der unten genannten Adresse angefordert oder über docs.starkeyhearingtechnologies.com heruntergeladen werden.

Rechtliche Informationen

 **Starkey Laboratories Inc.**
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Deutschland) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Deutschland

Bevollmächtigte Person in UK:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, UK
www.starkey.co.uk

-  Entsorgung des Elektromülls gemäß den rechtlichen Anforderungen
-  Bedienungsanleitung lesen
-  vor Nässe schützen

Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Starkey Laboratories Inc. ermutigt, die EU fordert und die lokalen Vorschriften verlangen möglicherweise, dass Ihr TV-Streamer über Ihre lokale Recycling-/Entsorgungsstelle für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt wird.

Bitte legen Sie diese Bedienungsanleitung bei der Entsorgung Ihres TV-Streamers bei.

Rechtliche Informationen


Symbol	Bedeutung	Anwendbare Norm	Bezugs-nummer
	Hersteller	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Herstellungsdatum	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Artikelnummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Seriennummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medizinprodukt	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	vor Nässe schützen	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperaturbegrenzung	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Luftfeuchte, Begrenzung	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Achtung	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Allgemeines Warnzeichen	EC 60601-1, Bezugsnr. Tabelle D.2, Sicherheitszeichen 2	ISO 7010-W001
	Siehe Gebrauchsanweisung/ Broschüre	EC 60601-1, Bezugsnr. Tabelle D.2, Sicherheitszeichen 10	ISO 7010-M002
	Getrennt entsorgen	RICHTLINIE 2012/19/EU (WEEE)	Anhang IX
	Gerät der Klasse II	IEC 60417 Referenznr. Tabelle D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	Regulatory Compliance Mark (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Giteki-Zeichen	Japanisches Funkgesetz	N/A
	Gleichstrom	IEC 60601-1 Referenznr. Tabelle D.1	IEC 60417-5031
	Recycling-Symbol	Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates	Anhang I-VII

Notizen

[illegible]

[illegible]

[illegible]



P00003344



StarLink und Starkey sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind im Besitz von Bluetooth SIG Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken von Starkey unterliegt einer Lizenz.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. P00003344 11/25 BKLT3172-04-DE-XX

Patent: www.starkey.com/patents